

“Protein-A ile Konjuge Manyetik Boncuk” Teknik Şartnamesi

1. Ürün yüzeyleri Protein A ile kovalent bağlanmış süpermanyetik boncuklardan oluşmalıdır.
2. Ürün protokolü 40 dakikaya kadar sonuç vermelidir.
3. Ürün protokolü kolon, santrifüj gibi ön temizleme işlemlerine gerek duymamalıdır.
4. Ürün Süspansiyonda spesifik afiniteye sahip boncuklar formunda olmalıdır.
5. Boncukların çapları 2,8 µm olmalıdır.
6. Ürün numune ile inkubasyonu sonrası tüplerin manyetik yuvalara yerleştirilip süpernatantın alınması tekniği ile saflaştırma metodunu kullanmalıdır.
7. Ürünün 1 ambalajı ile (1ml) ortalama 250-500ug İnsan IgG si izole edilebilmelidir.
8. Ürün 1 ml lik ambalajda olmalıdır.
9. Ürün Soğuk zincir kaidelerine uygun teslim edilmelidir. Ürünün teslim tarihinden itibaren 2-8°C de 24 ay muhafaza edilebilmelidir. Soğuk zinciri bozulmuş ürünler teslim alınmayacaktır.